

## 1,5 ml s límečkem a našroubovaným víčkem, sterile R

Katalogové číslo: 05-501-1015

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 100 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/15-ml-s-limeckem-a-nasroubovanym-vickem-sterile-r/>



Šroubovací mikrozukmavka s límečkem a našroubovaným transparentním víčkem, objem 1,5 ml

Sterilizované radiací

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz