

1,5 ml s límečkem a přiloženým víčkem

Katalogové číslo: 05-501-0015

Výrobce Nerbe Plus

Balení 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

[https://allgene.cz/obchod/15-ml-s-limeckem-a-pri-lozenym-vickem/](https://allgene.cz/obchod/15-ml-s-limeckem-a-prilozenym-vickem/)



Šroubovací mikrozukmavka s límečkem a přiloženým transparentním víčkem, objem 1,5 ml

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz