

1,5 ml s límečkem bez víčka

Katalogové číslo: 05-503-0015

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/15-ml-s-limeckem-bez-vicka/>



Šroubovací mikrozukmavka s límečkem bez víčka, objem 1,5 ml

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz