

## 1,5 ml s přiloženým víčkem

Katalogové číslo: 05-500-0015

Výrobce Nerbe Plus

Balení 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/15-ml-s-prilozenym-vickem/>



Šroubovací mikrozukumavka s přiloženým transparentním víčkem, objem 1,5 ml

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz