

2 ml s límečkem a našroubovaným víčkem, sterile R

Katalogové číslo: 05-501-1020

Výrobce Nerbe Plus

Balení 100 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/2-ml-s-limeckem-a-nasroubovanym-vickem-sterile-r/>



Šroubovací mikrozkuhavka s límečkem a našroubovaným transparentním víčkem, objem 2 ml

Sterilizované radiací

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz