

## 2 ml s límečkem a přiloženým víčkem

Katalogové číslo: 05-501-0020

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/2-ml-s-limeckem-a-prilozenym-vickem/>



Šroubovací mikrozkuhavka s límečkem a přiloženým transparentním víčkem, objem 2 ml

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz