

## 2 ml s přiloženým víčkem

Katalogové číslo: 05-500-0020

Výrobce Nerbe Plus

Balení 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/2-ml-s-prilozenym-vickek>  
[m/](#)



Šroubovací mikrozkuhavka s přiloženým transparentním víčkem, objem 2 ml

- Mrazuvzdorné do -195 °C
- kónické dno
- RCF do 20 000 g
- bez pyrogenů, lidské DNA, RNáz a DNáz