

AlteRead SBS rack 2D barcode camera reader

Katalogové číslo: 252000
Balení 1 ks
Výrobce AltemisLab

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/alteread-sbs-rack-2d-barcode-camera-reader/>



Vyznačuje se sofistikovanou optikou a vestavěným zpracováním dat. Na všechny kamerové čtečky 2D čárových kódů AlteRead se vztahuje pětiletá záruka.

Okamžitý výsledek:

Snímání, čtení, dekódování a export dat 96 SBS formátu za méně než 2 sekundy.

Kompatibilita racků:

SBS rackové formáty; 24, 48 a 96 formátů od všech výrobců.

Jednoduché použití:

Obsahuje předkalibrovaný intuitivní software AlteRead; ideální pro laboratoře s více uživateli.

LIMS integrace:

Titian a ItemTracker, naši zkušení partneři mohou bezproblémově přenášet exportní data AlteRead™ do databází.

CryoCover™:

Pasivní technologie zajišťuje konzistentní odečet racků a zkumavek přímo z mrazničky.

Kompaktní design:

Zabírá málo místa na stole, nebo při integraci na palubu robotických systémů.

AlteRead setup pack:

Snadno začnete skladovat a sledovat vzorky s celou sadou v jednom úsporném balíčku. Čtečky, 2D zkumavky, tube picker a notebook, vše jsme schopni Vám přizpůsobit na míru.

<https://www.youtube.com/watch?v=nH0tYLFND4>

Cena stroje se může významně lišit v závislosti na jeho konfiguraci a používaných zkumavkách, pro přesnou cenu nás neváhejte kontaktovat.