



Testování ALERGIÍ u psů

*Minimální objem vzorku, maximální kvalita výsledků.
Moderní diagnostické metody umožňují spolehlivou
identifikaci velkého počtu alergenů i při použití minimálního
množství biologického materiálu.*

ANITIA Canine IgE



Malý objem vzorku

K analýze více než 60 alergenů postačuje pouhých 50 μ L séra.




Kvantitativní stanovení

Koncentrace specifických IgE.



Výborná přesnost

Imunoanalýza s kalibrací v každém vzorku.



ALLGENE



www.allgene.cz
allgene@allgene.cz





Panel I (64 ALERGENŮ)

ANITIA Canine IgE I



<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	Kočičí epitel a srst	Rýže
<i>Dermatophagoides farinae</i>	Vlna, ovce	Hrách
<i>Acarus siro</i>	Peří mix	Sójové boby
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	<i>Penicillium notatum</i>	Mrkev
Olše / Bříza	<i>Cladosporium herbarum</i>	Brambory
Líska	<i>Aspergillus fumigatus</i>	Sladké brambory
Javor klen	<i>Candida albicans</i>	Dýně
Vrba / Topol	<i>Alternaria alternata</i>	Rajče
Dub	<i>Malassezia pachydermatis</i>	Jablko
Borovice vejmutovka	Blecha	Kvasnice, pekařské
Akácie	Šváb	Vaječný bílek
Jasan bílý	Vepřové maso	Vaječný žloutek
Ambrozie obecná	Hovězí maso	Mléko
Jítrocel	Kachní maso	Čedar / Gouda sýr
Pelyněk	Kuřecí maso	Krab / Krevetky
Šťovík menší	Jehněčí maso	Treska
Troskut prstnatý	Krůtí maso	Tuňák
Srha laločnatá / Bojínek luční	Jelení zvěřina	Losos
Jflek	Pšenice	Makrela
Žito kultivované	Kukuřice	Burský ořech

Panel II (61 ALERGENŮ)

ANITIA Canine IgE II



Domácí prach	Bourec morušový, larvy	Lněné semínko
<i>Glycyphagus domesticus</i>	α -laktalbumin	Pomeranč
<i>Blomia tropicalis</i>	β -laktoglobulin	Jahoda
Chmel japonský	Kasein	Borůvka
CCD	Podmáslí	Kiwi
Broskev	Gluten	Meloun žlutý
Tomka vonná	Kvasnice, pekařské	Mango
Rákos obecný	Králík	Banán
Psineček	Slávka / Škeble	Hruška
Kryptomerie japonská	Pstruh	Ananas
Kopretina bílá	Sleď	Švestka
Pampeliška	Sardinka	Meloun vodní
Slanobýl	Ančovička	Petržel
Zlatobýl obecný	Možský vlk	Zelí
Laskavec	Ječmen	Okurka
Latex kaučukovníku	Oves	Brokolice
Včelí jed	Pohanka	Květák
Mravenec ohnivý	Proso	Ředkev
Komáři	Čočka	Paprika
Tur epitel	Kaštan sladký	Špenát

Rychlé dodání
a doprava ZDARMA

10 let praxe
v oboru

Prověřené
produkty

Kvalitní podpora
a servis