

APO B-100 R3500Q (R3527Q) mutation, 31 reakcí

Katalogové číslo:	GEN-016-25
Balení	31 reakcí
Výrobce	Biomol
Skladování	-20°C



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/apo-b-100-r3500q-r3527-q-mutation-31-reakci/>

Detekce polymorfismu G10580A (R3500Q/R3527Q) v genu APO-B 100 pomocí techniky Real-Time PCR. Sada je optimalizována pro přístroje Real-Time PCR: Biorad CFX96 Dx, Biorad Opus Dx a Agilent AriaDx.

Pro další informace klikněte [zde](#).