


## Canine/Feline TOX Combo Nucleic Acid Test

Katalogové číslo: 207035-1-1  
Balení 1 ks  
Výrobce Ustar Biotechnologies

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/canine-feline-tox-combo-nucleic-acid-test/>



Kombinovaný test na přítomnost *Toxoplasma gondii* u koček a psů se skládá z reakčního modulu, teplotního modulu, laterálního proužku, zkumavky pro odběr vzorků a vnějšího pláště v integrovaném zařízení. Společně s jedinečnou izotermickou amplifikací umožňuje tento test přesnou identifikaci cílové sekvence, operace jsou jednoduché, výsledek rychlý a provoz bezpečný.

Typ vzorku: rektální výtěr

Délka analýzy 40 minut.

Není potřeba žádné laboratorní vybavení.

Limit detekce: 1 000 kopií/test

Využívá princip imunochromatografie