

Centrifugační zkumavka 15 ml, sterilní R

Katalogové číslo: 02-502-8001

Balení 25 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/centrifugacni-zkumavka-15-ml-sterilni-r/>



Kónická PP/PE centrifugační zkumavka 15 ml

- transparentní, s plochou na popis, Ø 17 x 120 mm, zelené šroubovací víčko
- RCF 17000g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů a endotoxinů
- CE IVD, sterilní R (radiační sterilizace)