

Centrifugační zkumavka 50 ml s podstavcem, sterilní R

Katalogové číslo: 02-572-9001

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 25 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/centrifugacni-zkumavka-50-ml-s-podstavcem-sterilni-r/>



Kónická PP/PE centrifugační zkumavka 50 ml s podstavcem

- transparentní, s plochou na popis, Ø 30 x 115 mm, zelené šroubovací víčko
- RCF 7000g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů a endotoxinů
- CE IVD, sterilní R (radiční sterilizace)