

Column-Pure Bacterial Genomic DNA Isolation Kit, 50 reakcí

Katalogové číslo:	D511
Balení	50 reakcí
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	viz manual



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/column-pure-bacterial-genomic-dna-isolation-kit-50-reakci/>

Toto je rychlá a snadná metoda izolace genomové DNA z bakteriálních buněk pomocí spinových kolon. Nepoužívá se fenol, chloroform ani jiné nebezpečné organické rozpouštědlo.

DNA se váže na křemíkový filtr ve spinové koloně, nečistoty jsou odplaveny a purifikovaná genomová DNA je eluována z vazebné matrice kolony.

Izolovaná genomová DNA je vysoce kvalitní a vhodná pro následné aplikace, jako jsou **PCR, restrikční štěpení a další molekulárně biologické analýzy**.

Kit obsahuje všechny potřebné složky pro úplnou izolaci bakteriální genomové DNA.

Pro další informace klikněte [zde](#).