

Column-Pure Blood Genomic DNA Kit, 50 reakcí

Katalogové číslo:	D203
Balení	50 reakcí
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	viz manual



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/column-pure-blood-genomic-dna-kit-50-reakci/>

Toto je rychlá a snadná metoda izolace genomové DNA z krve pomocí spinových kolon. Nepoužívá se fenol, chloroform ani jiná nebezpečná organická rozpouštědla.

Proteiny jsou degradovány pomocí **proteinázy K**, DNA se váže na filtr ve spinové koloně, nečistoty jsou odplaveny a purifikovaná DNA je eluována z vazebné matrice kolony.

Izolovaná DNA je vysoce kvalitní a vhodná pro **PCR, restriční štěpení a další molekulárně biologické analýzy**.

Kit obsahuje všechny potřebné zkumavky pro kompletní izolaci genomové DNA.

Pro další informace klikněte [zde](#).