

Column-Pure Fungi RNA Isolation Kit, 50 reakcí

Katalogové číslo:	D510
Balení	50 reakcí
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	4°C



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/column-pure-fungi-rna-isolation-kit-50-reakci/>

Tento kit je určen k přípravě vysoce kvalitní celkové RNA ze široké škály houbových druhů. Houbové vzorky jsou lyzovány a homogenizovány, RNA je poté selektivně adsorbována na spinovou kolonku, zatímco nečistoty jsou odplaveny. V posledním kroku je celková RNA eluována z membrány pomocí RNase-Free vody.

Pomocí tohoto kitu lze z **30 mg vláknitých hub** purifikovat **3–5 µg celkové RNA**. Očištěná RNA je připravena pro následné aplikace, jako jsou **RT-PCR, Northern blotting, purifikace Poly A+, ochrana před nukleázami a in vitro translace**.

Pro další informace klikněte [zde](#).