

Column-Pure Plasmid Mini-Prep Kit, 100 reakcí

Katalogové číslo:	D514
Balení	100 reakcí
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	viz manual

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/column-pure-plasmid-mini-prep-kit-100-reakci/>



ABM's Column-Pure Plasmid Miniprep Kit využívá standardní metodu alkalické lýzy s technologií křemíkových spinových kolon k rychlé extrakci a purifikaci plazmidové DNA z buněk. Extrahovaná DNA je vysoce kvalitní, převážně ve formě supercoilu, a je připravena pro následné aplikace, jako je PCR, restrikční štěpení a sekvenování.

Pro další informace klikněte [zde](#).