


COVID-19 HT Screen 501

Katalogové číslo:	RT-25HT501
Balení	96 reakcí
Skladování	-20°C
Výrobce	Clonit

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/covid-19-ht-screen-501/>



COVID-19 HT-screen 501 CE/IVD

Realtime PCR konfirmační kit pro detekci SARS-CoV-2

- Kit je kompatibilní s většinou realtime cyclerů, které mají 4 kanály (Biorad CFX, Rotor Q, MIC...)
- Jednoduchá příprava – 1 přepipetování pro přípravu kompletního Master mixu
- Kontroly jsou součástí kitu
- Všechny mutace jsou detekovány v 1 reakci
- Vysoká citlivost, specifita a reprodukovatelnost