


COVID-19 ultra variant catcher

Katalogové číslo:	RT-27v2
Balení	96 reakcí
Skladování	-20°C
Výrobce	Clonit

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/covid-19-variant-catcher/>



COVID-19 ultra variant catcher CE/IVD

Realtime PCR konfirmační kit pro **určení** a **rozlišení** mutací SARS-CoV-2 v genu S, pomocí sond se detekují jak wild type varianty, tak i mutace **L452R, E484K, E484Q a N501Y**.

- Kit je kompatibilní s většinou realtime cyclerů, které mají 4 kanály (Biorad CFX, Rotor Q, MIC...)
- Jednoduchá příprava – 1 přepipetování pro přípravu kompletního Master mixu
- Kontroly jsou součástí kitu
- Všechny mutace jsou detekovány v 1 reakci
- Vysoká citlivost, specifita a reprodukovatelnost