

CoViFast v2.0 RT-qPCR kit

Katalogové číslo:	BTCOV-GP35-100
Balení	100 reakcí
Skladování	-20°C
Výrobce	GenePath Dx

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/covifast-v2-0-rt-qpcr-kit/>



CoViFast v2.0 RT-qPCR kit CE/IVD

Rapid Realtime PCR kit s možností direct detekce SARS-CoV-2

- Kit lze použít jako direct (bez izolační), nebo klasicky s izolací NK (při direct použití je nutné odebírat vzorky do neinaktivačního média).
- Kit je velmi rychlý - celková doba PCR reakce na stroji CFX96 trvá 37 minut.
- Robustní kompozice kitu - 4 targety (2x RdRP, 1x N gen, 1x E gen) + lidská endogenní IC (RNáza P).
- Kit je kompatibilní s většinou realtime cyclerů, které mají 4 kanály (Biorad CFX, Rotor Q, MIC...).
- Jednoduchá příprava - 1 přepipetování pro přípravu kompletního Master mixu.
- Kontroly jsou součástí kitu.
- Vysoká citlivost, specifita a reprodukovatelnost.
- CE-IVD certifikace.

Kit v ČR otestován nezávislými laboratořemi s výbornými výsledky.