

Demeter (ředící) pipeta 1,1 ml, 270 mm

Katalogové číslo: 12-321-6103

Balení 1000 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/demeter-redici-pipeta-1-1-ml-270-mm/>



- transparentní, barevná kód: žlutá
- baleny po 25 ks v sáčku
- radiačně sterilizována
- délka 270 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů