

Demeter (ředící) pipeta 2,2 ml, 275 mm

Katalogové číslo: 12-331-6103

Balení 1000 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/demeter-redici-pipeta-2-2-ml-275-mm/>



- transparentní, barevná kód: zelená
- baleny po 25 ks v sáčku
- radiačně sterilizována
- délka 275 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů