

DuplicαRealTime Next FACTOR V H1299R (R2) Kit, 32 reakcí

Katalogové číslo: EER041032


Výrobce: Clonit

Skladování: -20°C

Balení: 32 reakcí

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/duplic%ce%b1realtimemix-match-factor-v-g1691a-leiden-kit-kopirovat/>



DuplicαRealTime Next FACTOR V H1299R Kit je in vitro diagnostický test pro detekci nukleotidové substituce A4070G genu krevního koagulačního faktoru V v lidské genomové DNA