

Eagle's Minimal Essential Medium (EMEM), 500 ml

Katalogové číslo:	TM511
Balení	500 ml
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	2-8°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/eagles-minimal-essential-medium-emem-500-ml/>



EMEM neboli Eagleovo minimální esenciální médium je modifikováno tak, aby obsahovalo Earleův vyvážený solný roztok. Toto základní médium je široce používáno pro růst mnoha savčích buněk. Může být nutná suplementace, nejčastěji 5–10% fetálním bovinním sérem (FBS) pro použití v buněčné kultuře, a médium vyžaduje prostředí s 5–10% CO₂ pro udržení fyziologického pH, nebo může být použito jako základ pro vývoj média bez séra.

Pro další informace klikněte [zde](#).