

EasyNAT® SARS-CoV-2

Katalogové číslo:	U20223
Balení	20 reakcí
Skladování	4°C
Výrobce	Ustar Biotechnologies

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/easynat-sars-cov-2/>



EasyNAT® Novel-Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Molecular Assay.

Společnost Ustar vyvinula automatizovaný molekulární test pro kvalitativní detekci nového koronaviru (SARS-CoV-2), který způsobuje COVID-19. Cílové geny detekované tímto testem jsou gen ORF1ab a gen N. Konstrukce testovací kazety je integrovaná s extrakcí nukleové kyseliny, amplifikací a detekcí, všechny kroky jsou v jedné kazetě. Test dokáže za 25 minut detekovat SARS-CoV-2. Manuální příprava vzorku trvá méně než jednu minutu.