

Gelatin Coating Solution (0.1%), 100 ml

Katalogové číslo:	TM063
Balení	100 ml
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	2-8°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/gelatin-coating-solution-0-1-100-ml/>



Gelatin je heterogenní směs ve vodě rozpustných proteinů s vysokou průměrnou molekulovou hmotností, přítomná v kolagenu. Běžně se používá k potahování kultivačních misek pro zlepšení přilnavosti buněk. Lze ji využít pro růst myších embryonálních kmenových buněk (mESCs), myších indukovaných pluripotentních kmenových buněk (miPSCs) nebo primárních embryonálních fibroblastů (PEFs).

Pro další informace klikněte [zde](#).