

HLA Typing NGS Panel

Katalogové číslo:	G2MHLA32001
Balení	24 reakcí, 96 reakcí
Výrobce	Genes2Me
Skladování	2-8°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/hla-typing-ngs-panel/>



Tento test slouží k určení vhodných dárců orgánů, kostní dřeně, kmenových buněk nebo tkání pro konkrétního příjemce. Provádí se na vzorcích od příjemce i dárce (dárců). Čím větší nesoulad, tím vyšší je riziko odmítnutí transplantátu, proto je důležité test provést před transplantací. Panel HLA typizace umožňuje amplifikaci šesti specifických genů lidského leukocytárního antigenu (HLA) přítomných v oblasti hlavního histokompatibilního komplexu (MHC).