

Inokulační klička PS, 1 µl, flexibilní

Katalogové číslo:	09-401-5003
Výrobce	Nerbe Plus
Balení	1000 ks v balíku
Skladování	+10°C až +30°C

Odkaz do webového katalogu:

[https://allgene.cz/obchod/inokulacni-klicka-ps-10%
c2%b5l-flexibilni-svetle-zelena/](https://allgene.cz/obchod/inokulacni-klicka-ps-10%20%b5l-flexibilni-svetle-zelena/)



Inokulační klička PS, 1 µl, flexibilní, Ø3,69x200 mm, světle zelená, np pcr ready, sterilní R

Slouží pro mikrobiologické naočkování na Petriho miskách

Sterilní radiací

Konzistentní objemy dosažené vysoce přesným výrobním procesem

Kvalitní zpracování očka - nedochází k poškození povrchu agarů během inokulace

Baleno 20 ks v sáčku