


## Inokulační klička PS, 1 µl, flexibilní, světle zelená

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Katalogové číslo: | 09-401-5002      |
| Výrobce           | Nerbe Plus       |
| Balení            | 1000 ks v balíku |
| Skladování        | +10°C až +30°C   |

Odkaz do webového katalogu:

[https://allgene.cz/obchod/inokulacni-klicka-ps-10%  
c2%b5l-flexibilni-svetle-zelena/](https://allgene.cz/obchod/inokulacni-klicka-ps-10%20%b5l-flexibilni-svetle-zelena/)



Inokulační klička PS, 1 µl, rigidní, Ø4x200 mm, světle zelená, np pcr ready, sterilní R

Slouží pro mikrobiologické naočkování na Petriho miskách

Sterilní

K dispozici 2 velikosti a různé flexibility

Konzistentní objemy dosažené vysoce přesným výrobním procesem

Kvalitní zpracování oka - nedochází k poškození povrchu agarů během inokulace

Baleno 20 ks v sáčku