

Inokulační klička PS, 10µl, rigidní, tmavě modrá

Katalogové číslo:	09-420-5063
Výrobce	Nerbe Plus
Balení	1000 ks v balíku
Skladování	+10°C až +30°C

Odkaz do webového katalogu:

[https://allgene.cz/obchod/inokulacni-klicka-ps-10%
c2%b5l-rigidni-tmave-zelena/](https://allgene.cz/obchod/inokulacni-klicka-ps-10%
c2%b5l-rigidni-tmave-zelena/)



Inokulační klička PS, 10µl, rigidní, Ø4x200 mm, tmavě modrá, np pcr ready, sterilní R

Slouží pro mikrobiologické naočkování na Petriho miskách

Sterilní

K dispozici 2 velikosti a různé flexibility

Konzistentní objemy dosažené vysoce přesným výrobním procesem

Kvalitní zpracování očka - nedochází k poškození povrchu agarů během inokulace

Baleno 20 ks v sáčku