

## Bioreaktor pro tvorbu 3D kultur

Katalogové číslo: 911604

Balení 90 kusů

Výrobce Biologix

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/jednotka-pro-tvorbu-sferoidu/>



Tato jednotka je navržena pro stacionární kultivaci i rotační inkubaci, což umožňuje expanzi velikosti sféroidů v běžných rotačních míchačkách. Víčko je ventilační a obsahuje vrstvu hydrofobní filtrační membrány, která zajišťuje optimální výměnu plynů během buněčné kultivace.