


Lactose Intolerance (C13910T Mutation), 32 reakcí

Katalogové číslo:	RT-11
Balení	32 reakcí
Výrobce	Clonit
Skladování	-20°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/lactose-intolerance-c13910t-mutation-32-reakci/>



Sada LCT pro intoleranci laktózy je kvalitativní test, který umožňuje alelickou diskriminaci polymorfismu C13910T spojeného s intolerancí laktózy pomocí metody Real-Time PCR.

Postup zahrnuje amplifikaci dvou alelových variant polymorfismu, čímž je možné rozlišit tři možné genotypy: homozygotní Wild-Type, homozygotní mutovaný a heterozygotní mutovaný.