

Lymphoid Leukemia NGS Panel

Katalogové číslo:	G2MLL30001
Balení	24 kusů, 96 kusů
Výrobce	Genes2Me
Skladování	2-8°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/lymphoid-leukemia-ngs-panel/>



Genes2Me Lymphoid Leukemia Panel je hybridizační řešení určené pro **cílenou sekvenaci pomocí NGS**. Tento panel s **rychlou dobou zpracování** umožňuje detekci a identifikaci **~111 klinicky relevantních genů** v rozsahu **~0,37 Mb** (celá kodující sekvence a hotspots). Pokrývá **všechny hlavní somatické mutace** spojené s lymfoidní leukémií, včetně **SNV, InDels, CNV a fúzí**.

Pro další informace klikněte [zde](#).