

MEM α , No Nucleosides Medium, 500 ml

Katalogové číslo:	TM512
Balení	500 ml
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	2-8°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mem-%ce%b1-no-nucleosides-medium-500-ml/>



MEM α neboli minimální esenciální médium α je modifikováno tak, aby obsahovalo Earleovy soli, a neobsahuje nukleosidy. Toto základní médium se používá pro různé savčí buňky v suspenzi i adherentní buňky a jako selekční médium pro transfekované DHFR-negativní buňky.

Může být nutná suplementace, nejčastěji 10% fetálním bovinním sérem (FBS) pro použití v buněčné kultuře, a médium vyžaduje prostředí s 5–10% CO₂ pro udržení fyziologického pH.

Pro další informace klikněte [zde](#).