

## MGMT gene promoter methylation (O6-methylguanine DNA methyltransferase), 31 reakcí

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Katalogové číslo: | ONC-001-25 |
| Balení            | 31 reakcí  |
| Výrobce           | Biomol     |
| Skladování        | -20°C      |

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mgmt-gene-promoter-methylation-o6-methylguanine-dna-methyltransferase-31-reakci/>



Zařízení patří do rodiny in vitro zdravotnických prostředků REAL-TIME KVALITATIVNÍ PCR V EPIGENETICE. Stanovení methylace promotoru genu MGMT (O6-methylguanin DNA methyltransferáza) pomocí techniky MSP (methylace-specifická PCR) a následné detekce technikou Real-Time PCR. Sada je optimalizována pro přístroje Real-Time PCR: Biorad CFX96 Dx, Biorad Opus Dx a Agilent AriaDx. Pro další informace klikněte [zde](#).