

## Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,1 ml, 8-strips, ploché víčko, transp.

Katalogové číslo: 04-032-0560

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 120 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-01-ml-8-stripsploche-vicko-transp/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,1 ml, 8-strips, se spojeným plochým průhledným víčkem

- PP, transparentní, nízký profil, pro qPCR
- RCF 6000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál