

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml, 8-strips, indiv. víčka, transp.


Katalogové číslo: 04-032-0400

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 120 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-02-ml-8-strips-indiv-vicka-transp-2/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml, 8-strips, individuálně připojená víčka,

- PP, vysoce transparentní, pro qPCR, 3-linkages
- RCF 20000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: allgene@allgene.cz T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219