

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml, 8-strips, indiv. víčka, transp.

Katalogové číslo: 04-032-0300

Výrobce Nerbe Plus

Balení 120 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-02-ml-8-strips-indiv-vicka-transp/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml, 8-strips, individuálně připojená víčka,

- PP, vysoce transparentní, pro qPCR, odlamovací strip
- RCF 20000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál