

## Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml s plochým a matným víčkem, mix barev

Katalogové číslo: 04-012-1149

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-02-ml-s-plochym-a-matnym-vickem-mix-barev/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml s připojeným plochým a matným víčkem

- PP, uzavíratelné víčko,
- směs barev zelená, červená, žlutá, modrá a fialová
- RCF 20000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál