

## Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml s plochým a matným víčkem, modrá


Katalogové číslo: 04-012-1145

Výrobce Nerbe Plus

Balení 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-02-ml-s-plochym-a-matnym-vickem-modra/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,2 ml s připojeným plochým a matným víčkem

- PP, modrá, uzavíratelné víčko,
- RCF 20000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: [allgene@allgene.cz](mailto:allgene@allgene.cz) T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219