

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml se Safelock uzávěrem, jantarová


Katalogové číslo: 04-332-1206

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-05-ml-se-safelock-uzaverem-jantarova/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml

- PP, jantarová, s plochou na popis, s připojeným Safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka