

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml se Safelock uzávěrem, modrá

Katalogové číslo: 04-332-1205

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-05-ml-se-safelock-uzaverem-modra/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml

- PP, modrá, s plochou na popis, s připojeným Safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka