

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml, Safelock, bez endotoxinů

Katalogové číslo: 04-332-9200

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-05-ml-se-safelock-uzaverem-transparentni-pro-forenzni-analyzu/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů a endotoxinů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka