

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml se Safelock uzávěrem, žlutá

Katalogové číslo: 04-332-1203

Výrobce Nerbe Plus

Balení 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-05-ml-se-safelock-uzaverem-zluta/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 0,5 ml

- PP, žlutá, s plochou na popis, s připojeným Safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka