

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 1,5 ml, transparentní

Katalogové číslo: 04-212-3000

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 200 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-15-ml-s-pripojenym-uzaverem-transparentni/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 1,5 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným uzávěrem
- RCF 20000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici
- propíchnutelná víčka