


Mikrocentrifugační PCR zkumavka 1,5 ml se Safelock uzávěrem, žlutá

Katalogové číslo: 04-212-1203
Výrobce: Nerbe Plus
Balení: 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-15-ml-se-safelock-uzaverem-zluta/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 1,5 ml

- PP, žlutá, s plochou na popis, s připojeným safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka