

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 1,5 ml, Safelock, transp., bez endotoxinů

Katalogové číslo: 04-212-9200

Výrobce Nerbe Plus

Balení 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-15-mlsafelock-transparentni-bez-endotoxinu/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 1,5 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů a endotoxinů
- autoklávatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka