

## Mikrocentrifugační PCR zkumavka 2 ml s připojeným uzávěrem, transparentní

Katalogové číslo: 04-232-3000

Výrobce Nerbe Plus

Balení 200 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-2-ml-s-pripojenym-uzaverem-transparentni/>



### Mikrocentrifugační PCR zkumavka 2 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným uzávěrem
- RCF 20000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici
- propíchnutelná víčka



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: [allgene@allgene.cz](mailto:allgene@allgene.cz) T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219