

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 2 ml se Safelock uzávěrem, transparentní

Katalogové číslo: 04-232-1200

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-2-ml-se-safelock-uzaverem-transparentni/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 2 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným safelock uzávěrem
- RCF 30000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka