

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 5 ml, transparentní, sterilní R

Katalogové číslo: 04-252-9000

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 200 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-5-ml-s-pripojenym-uzaverem-transparentni-sterilni-r/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 5 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným uzávěrem
- RCF 25000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávatelné do 121°C
- CE IVD, sterilní R (radiační sterilizace)
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici
- propíchnutelná víčka



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: allgene@allgene.cz T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219